





ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ

по компетенции:

Агробиотехнологии14+



Организация Объединенных Наций (ООН) дала определение биотехнологии как любых технологических методов, использующих биологические системы и живые организмы или их производные для создания и модификации продуктов или процессов с целью их конкретного использования. Таким образом, это одна из сфер науки с высоким потенциалом развития и применения в различных видах человеческой жизнедеятельности, включая сельское хозяйство.

- Биотехнология это арсенал методов, которые оптимизируют потенциал природных ресурсов.
- Биотехнология это экологически чистая технология, которая дополняет уже существующие.
- С самого начала фермер был, есть и будет оставаться эффективным биотехнологом.
- Страны имеют прекрасную возможность в биотехнологии использовать свои природные ресурсы, укрепить национальную науку и технологию, усилить аграрный бизнес и в то же время снизить негативное воздействие на окружающую среду.

«Дорогие коллеги! Физиология живого педоценоза — это неисчерпаемый источник новых знаний, необходимых для управления почвенным плодородием, для защиты почв от деградации и для разработки экологически безопасных аграрных технологий. Мы сделали первый шаг. Продолжать придется вам.

Вы свободно владеете компьютером, глубже нас посвящены в методы, инструменты и достижения смежных наук, вы лучше нас видите нестыковки классической теории с реальной практикой, вам легче, чем нам переучиваться. Творите будущее! Не ждите нового Либиха и Лавуазье! Должна же собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская Земля рождать! Удачи вам!» - из доклада А. С. Керженцева «Третья парадигма почвоведения» для круглого стола «Коэволюционное развитие биосферы и техносферы с использованием

«Коэволюционное развитие биосферы и техносферы с использованием природоподобных технологий в целях экологически чистого экономического развития РФ».



ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Прежде чем начинать освоение практических навыков по микробиологии, следует запомнить несколько простых правил по технике безопасности при работе с микробными культурами. Несмотря на то, что Вы не будете работать с патогенными культурами бактерий, важно научиться работать правильно и выполнять все требования по технике безопасности.

- 1. Работать в лаборатории можно только в спецодежде не забывайте о халате.
- 2. Как и в любой другой, в микробиологической лаборатории нельзя есть, пить, шуметь, бегать. Не проводите перерывы в лабораторном помещении.
- 3. Основная опасность живая культура бактерий. Поэтому приступайте к выполнению заданий спокойно, после организации рабочего места. Уберите личные вещи, достаточно иметь тетрадь по лабораторным занятиям со схемой опыта.
- 4. Работать нужно сидя, причем наклонять туловище над столом не следует. Вы должны находиться строго перпендикулярно рабочей поверхности лабораторного стола и наблюдать за своими руками как бы со стороны.
- 5. Все пробирки с микробными культурами должны стоять в штативах. Не кладите их на стол в горизонтальном положении. Штатив с пробирками должен стоять слева от Вас (и справа, если Вы левша). Пробирки Вы берете левой рукой, а в правой (активной) руке находится основной микробиологический инструмент бактериологическая петля.
- 6. Если Вы работаете только с помощью петли, поэтому дополнительной защиты (перчаток) для выполнения работ Вам не понадобиться.
- 7. Если Вы случайно пролили микробную культуру на стол или на руки сообщите преподавателю. Порядок дальнейших действий следующий: обработать поверхность раствором дезинфектанта (промыть или протереть), который всегда есть в учебной аудитории, после этого руки дополнительно следует вымыть водой и мылом.
- 8. Помните, что при стерилизации бактериологической петли, она нагревается держите петлю только за пластмассовый держатель и никогда не касайтесь пальцами самой петли. Петля должна, как и пробирки с микробной культурой стоять в штативе. Не оставляйте петлю с остатками

бактериальной культуры — это является важным фактором контаминации посевов, предметов окружающей среды и даже инфицирования работающих рядом с Вами коллег. После и перед любой манипуляцией простерилизуйте петлю.

9. Вы работаете с открытым пламенем спиртовки, помните об этом. Особая опасность — болтающиеся рукава халата, подверните их или застегните манжеты. Все длинные прически на период лабораторного занятия следует превратить в короткие! Помните — волосы горят в течение 5 секунд! Не наклоняйтесь над спиртовкой. Зажигайте ее только на периоды выполнения манипуляции.

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

Место учебы:		
Участники команды:		
Фамилия, имя		
Класс		
Фамилия, имя		
Класс		
Руководитель:		
Лолжность:		


Модуль 1 – микробиологические исследования почвы

Химическое оборудование и реактивы: Почва, дистиллированная вода, химический стакан, лупа, фильтр, воронка, штатив с кольцом, стакан с предметным стеклом, держатель для пробирок, пипетка, спиртовка, спички, стеклянная палочка, ноутбук, проектор, экран, оборудование, датчик рН.

РАСПОЛОЖЕНИЕ MECT ОТБОРА ТОЧЕЧНЫХ ОБРАЗЦОВ НА ПОЩАДКЕ ПРОБООТБОРА И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОБЕ


Рекомендуется отбор одной <u>смешанной пробы</u> из одного или нескольких горизонтов:

- отбор методом конверта;
- 5 точечных образцов;
- □ с одной и той же глубины;



Квартование проб

- Отобранные любым способом простые пробы ссыпают на крафт-бумагу, затем тщательно перемешивают и квартуют 3—4 раза.
- После квартования почву вновь тщательно перемешивают и делят на 6—9 частей, из центров которых отбирают примерно одинаковое количество почвы в полотняный мешочек или крафт-бумагу.
- Масса полученной смешанной пробы
- должна составлять 400—500 г.
- Этот образец снабжают этикеткой и регистрируют в полевом журнале, в который записывают следующие данные: порядковый номер образца, место отбора, рельеф, вид сельскохозяйственного угодья, площадь поля, дату отбора, кто отбирал.



Модуль:		
Дата		
Название этапа,	Пояснения: описание логических решений, расчет	Ы
время	количества реактивов, результаты опыта и др.	
Приготовление		
среды		
Измерение рН		
среды		
3.6		
Микро-		
биологический		
посев почвы		
HOCCE HO IBBI		
Лаборант		/
3.6		

Дата				

Название этапа,	Пояснения: описание логических решений, расчеты
время	количества реактивов, результаты опыта и др.
Лаборант	

Модуль 2. Качество молочной продукции (химически анализ).



Плотность молока показатель, которому судят o натуральности продукта. Плотность натурального молока изменяется в диапазоне 1027-1033 кг/м3 . Хозяйства часто сталкиваются с проблемой – низкая плотность молока (менее 1027 кг/м3). Плотность молока определяется: химическим составом молока (понижается при увеличении содержания жира и повышается при увеличении количества солей, лактозы); соблюдением белков. определения показателя (не ранее, чем через 2 часа после дойки, в противном случае значение показателя занижается на 0,8-1,5 кг/м3); стадией

лактации (плотность молока 1037-1055 кг/м3); состоянием здоровья животных (плотность молока, полученного от животных, больных маститом составляет 1024-1025 кг/м3). Плотность молока изменяется при фальсификации — понижается при добавлении воды (каждые 10% добавленной воды вызывают уменьшение плотности в среднем на 3 кг/м3, и повышается при подснятии сливок или разбавлением обезжиренным молоком).

Оборудование: Мерный цилиндр, термостойкая колба на 500 мл, ареометр, водяная баня, реактив Несслера, пробирки 4 шт, штатив для пробирок, пипетка мерная на 5 мл, пипетка мора, компьютер, цифровая лаборатория по химии.

Участникам соревнований предлагается подготовить две пробы молока для анализа:

- 2.1. Отобрать 2 пробы (указать нумерацию проб) по 350 мл молока и довести их до температуры 20 градусов на водяной бане, медленно помешивая стеклянной палочкой (прорезиненным концом).
- 2.2. Определение плотности молока ареометром, не менее 3 раз (ареометр погружают медленно в мерный цилиндр, чтобы не разбить цилиндр и ареометр)
- 2.3. Оформление результатов

За результат измерений плотности анализируемой пробы продукта (ρ^t_{cp}) при температуре анализируемой пробы принимают среднеарифметическое значение результатов двух показаний ареометра ρ_1 и ρ_2 , ρ_3 , округленное до первого десятичного знака.

 $t=20.0^{\circ}C$

 $\rho_1 = \kappa \Gamma / M^3$

 $\rho_2 = \frac{\kappa \Gamma / M^3}{\kappa}$

 $\rho 3 = \kappa \Gamma / M$

 $\rho_{cp} = \kappa \Gamma / M^3$

3.4. Определение аммиака

- 3.5. Пробы довести до температуры 40-45 градусов на водяной бане (анализу подвергается молоко не ранее чем через 2 часа после доения), и отобрать по 2 мл пипеткой в пробирку.
- 3.7. Внесение в пробу 2 капли уксусной кислоты.
- 3.8 В образовавшуюся сыворотку внести 1-3 капли реактива Несслера

Появление лимонно - жёлтой окраски указывает на присутствие аммиака, появление оранжевой окраски различной интенсивности указывает на наличие аммиака выше его естественного содержания.

3.6. Сделать вывод о содержании аммиака в пробе по характерному цвету.

Модуль 2: _____

3.9. Кислотность молока

pH молока должна составлять 6,68-6,70. Если pH молока составляет 6,3, то это значит, что начался процесс закисания (происходит снижение содержания казеина и молока плохо поддается переработке).

Дата	
Название этапа,	Пояснения: описание логических решений, расчеты
время	количества реактивов, результаты опыта и др.
Приготовление	
пробы	
просы	
Определение	
плотности	
образцов	
ооризцов	
Измерение рН	
измерение ри	
молока	
ĺ	

Название этапа,	Пояснения: описание логических решений, расчеты
время	количества реактивов, результаты опыта и др.
1	71 7
	-
	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	,	
Лаборант		_/
Молуль 3:		
Дата		
Название этапа,	Пояснения: описание логических решений, расчеты	
время	количества реактивов, результаты опыта и др.	
1		

т. е		
Лаборант		/
Царрание этопа	Пояснения: описание логических решений, расчеты	
Название этапа,		
время	количества реактивов, результаты опыта и др.	
*	1 /1 /	

Лаборант	/		/

Модуль 4 – Идентификация почвенных бактерий (4 часа)

Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной. Бактерии — одна из первых форм жизни на Земле и встречаются почти во всех земных местообитаниях. Они населяют почву, пресные и морские водоёмы, кислые горячие источники, радиоактивные отходы и глубинные слои земной коры. Бактерии часто являются симбионтами и паразитами растений и животных. Большинство бактерий к настоящему времени не описано, и представители лишь половины отделов бактерий могут быть выращены в лаборатории. Бактерии изучает наука бактериология — раздел микробиологии.

Один грамм почвы в среднем содержит 40 миллионов бактериальных клеток, а в миллилитре свежей воды можно найти миллион клеток бактерий. На Земле насчитывается около $5 \cdot 10^{30}$ бактерий, и их биомасса превышает суммарную биомассу животных и растений.

В сельском хозяйстве идентификация бактерий имеет огромное значение, поскольку от неё зависит особенности получаемой продукции.

Первоначальная идентификация начинается с видимой колонии на плотной среде



Приложения к модулю 4

Рисунок — **Форма колоний**: 1 — круглая; 2 — круглая с фестончатым краем; 3 — круглая с валиком по краю; 4, 5 — ризоидные; 6 — с ризоидным краем; 7 — амебовидная; 8 — нитевидная; 9 — складчатая; 10 — неправильная; 11 — концентрическая; 12 — сложная




Рисунок 2. Край колоний



Рисунок 4 — Структура колонии:

- 1 однородная; 2 мелкозернистая; 3 крупнозернистая; 4 струйчатая;
- 5 волокнистая












Консистенцию колонии определяют, прикасаясь к ее поверхности петлей.


Колония может:

- легко сниматься с агара, быть плотной, мягкой
- врастающей в агар, слизистой (прилипает к петле),
- тягучей, пленчатой (снимается целиком),
- хрупкой (легко ломается при прикосновении петлей).

По форме клеток бактерии различают:



Получение чистых культур. Отобранные колонии засевают методом истощающего штриха



Оформление результатов

Модуль 4:			
Дата			
Таблица Характеристика морфологических свойств колоний			
микроорганизмов			
Критерии	Описание		

размер (диаметр) колоний в		
MM		
форма колонии		
поверхность колонии		
профиль колонии		
блеск и прозрачность		
колонии		
цвет колонии		
край колонии		
структуру колонии		
консистенцию колонии		
Таблица Характеристика клето	к микроорганизмов	
Критерии	Описание	
Форма клетки		
Окраска по Грамму		
Включения		
Поборожи	1	,
Лаборант	1	/