



НАБОР № 22 ВС ИНДИКАТОРЫ

Руководство по эксплуатации

1. Назначение

Набор предназначен для выполнения демонстрационных и лабораторных опытов при изучении курса химии в течение одного учебного года.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры в упаковке (дл.×шир.×выс.), см..... $8 \times 5,5 \times 9$
Вес, кг, не более..... 0,18

3. Комплектность

Наименование	Кол-во (кг)	Группа хранения
Лакмид	0,01	7
Метиловый оранжевый	0,01	7
Фенолфталеин	0,01	7

4. Информация о свойствах веществ и технике безопасности

Чистота реактивов: чда.

Индикаторы относятся к веществам, физиологически активным в сравнительно малых дозах. Учащимся выдавать в виде водно-спиртовых растворов.

5. Условия хранения

Реактивы должны храниться в помещении лаборантской или в специальном изолированном помещении в порядке, предусмотренном «Правилами техники безопасности для кабинетов химии общеобразовательных школ».

6. Информация производителя

Выпущено под контролем **EDUSTRONG®** «Компания ЭДУСТРОНГ»
Соответствует ТУ 2643-002-77308642-06 «Наборы
химических реактивов для школ»



Сделано в России

Производитель гарантирует качество изделия в течение 24 месяцев
со дня реализации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Претензии направлять по адресу: 107553, г. Москва,
ул. Б. Черкизовская, д. 30А, ООО «Компания ЭДУСТРОНГ»

№ 270

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

WWW.USNEVA.COM

*для тех, кого интересует психология
в педагогическом процессе*



WWW.METODIKI.RU

Психология, дошкольное воспитание, дополни –
тельное образование, управление образова –
нием, внеклассная работа



WWW.UROKI.RU

Экзаменационные билеты, тематические планы,
поурочные планы, методическая копилка,
информационные технологии в школе



WWW.POSOBIE.RU

Иллюстрированный каталог и перечни учебного
оборудования, нормы и требования
к учебным кабинетам

Информация для тех, кто учится и учит!